

Pudełka laboratoryjne polipropylenowe kriopudełka na probówki, to najwygodniejszy sposób przechowywania próbek




- wysoka jakość
- atrakcyjna cena
- błyskawiczny czas realizacji



Pudełka plastikowe wykonane z polipropylenu. Kriopudełka o standardowych wymiarach 131x131x45mm pasujące do większości stelaży do zamrażarek niskotemperaturowych.

Wewnątrz pudełka kratownica do samego dna (dzięki czemu pudełko jest sztywne i solidne) na 81 probówek typu Eppendorf 1,5-2,2ml. W podstawie 4 otwory ułatwiające zamykanie pokrywki (ucieka powietrze) oraz wyrównujące ciśnienie.

Spody pudełek w 5 różnych kolorach: przezroczystym, żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim oraz przezroczyste pokrywki. Pozwala to obserwować zawartość pudełka bez zdejmowania pokrywki. Przeznaczone są do głębokiego mrożenia i stosowania w zamrażarkach niskotemperaturowych.



Nr katalogowy	Opis
PP 131/45-81 T	Wymiary: 131x131x45mm, kratownica na 81 probówek 1,5-2,2ml, spód przezroczysty
PP 131/45-81 Y	Wymiary: 131x131x45mm, kratownica na 81 probówek 1,5-2,2ml, spód żółty
PP 131/45-81 R	Wymiary: 131x131x45mm, kratownica na 81 probówek 1,5-2,2ml, spód czerwony
PP 131/45-81 G	Wymiary: 131x131x45mm, kratownica na 81 probówek 1,5-2,2ml, spód zielony
PP 131/45-81 B	Wymiary: 131x131x45mm, kratownica na 81 probówek 1,5-2,2ml, spód niebieski

Pudełka laboratoryjne

kartonowe kriopudełka na próbówki

to ekonomiczny, przyjazny środowisku sposób przechowywania próbek

■ wysoka jakość

■ atrakcyjna cena

■ błyskawiczny czas realizacji



Pudełka kartonowe powlekane folią przeznaczone są do wygodnego przechowywania próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych. Pudełka oraz pokrywka wykonane są z atestowanego kartonu, a najbardziej narażone boczne ścianki są podwójne i powlekane folią także od środka. Wewnątrz kratownica na różną ilość i pojemność probówek. Na górze pokrywki grafika ułatwiająca opisywanie próbek, w razie potrzeby napisy można zmywać alkoholem. Kriopudełka występują w kilku rozmiarach, także dopasowanych do standardowych stelaży.



Nr katalogowy	Opis
PK 140/50-100	Wymiary: 140x140x50mm, kratownica na 100 probówek 1,5-2,2ml
PK 133/50-81	Wymiary: 133x133x50mm, kratownica na 81 probówek 1,5-2,2ml
PK 133/50-100	Wymiary: 133x133x50mm, kratownica na 100 probówek 1,5-2,2ml
PK 133/75-36	Wymiary: 133x133x75mm, kratownica na 36 probówek max. fi20mm
PK 133/100-36	Wymiary: 133x133x100mm, kratownica na 36 probówek max. fi20mm
PK 133/120-36	Wymiary: 133x133x120mm, kratownica na 36 probówek typu Falcon

Wykonujemy także pudełka kartonowe o dowolnych wymiarach i kratownicach na zamówienie indywidualne.

Completion

www.completion.pl completion@completion.pl